

Comunicato Stampa

DIASORIN AMPLIA IL NUMERO DI CAMPIONI CERTIFICABILI CON IL KIT MOLECOLARE HSV 1 & 2 IN EUROPA PER L'IDENTIFICAZIONE DEL VIRUS DELL'HERPES

21 Settembre 2017, Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Italia Mid Cap: DIA) annuncia di aver ottenuto la certificazione per l'estensione dei campioni analizzabili in Europa del kit molecolare Simplexa™ HSV 1 & 2.

Il kit molecolare HSV 1 & 2 su tecnologia PCR è eseguito sul disco di amplificazione diretta da 8 pozzetti (Direct Amplification Disk) collegato allo strumento LIAISON MDX, per la rilevazione qualitativa in vitro e la differenziazione dell'HSV-1 e HSV-2.

Agli attuali campioni biologici certificati, il fluido cerebrospinale ed il tampone genitale, si aggiungono il tampone delle lesioni cutanee e muco-cutanee. Grazie all'espansione dei campioni analizzabili, DiaSorin fornisce oggi un'offerta completa e flessibile per i laboratori in grado di analizzare fino ad un massimo di otto campioni alla volta.

Il virus Herpes Simplex 1 & 2 (HSV) è causa di varie patologie con sintomatologia multipla, dalle lesioni orali muco-cutanee a quelle genitali e sino all'encefalite fulminante. La possibilità di testare diverse tipologie di campioni consente ai laboratori di soddisfare svariate esigenze attraverso un unico test.

L'infezione del sistema nervoso centrale causata da HSV può raggiungere tassi di mortalità fino al 70% e si stima che i casi di infezione da HSV-1 nel mondo siano circa 3,7 miliardi mentre quelli da HSV-2 circa 417 milioni.

Il test rapido per l'infezione da HSV mediante rilevazione molecolare risulta pertanto importante nella scelta del piano terapeutico e nella prevenzione della trasmissione dell'infezione.

"L'estensione dei campioni analizzabili per l'identificazione del virus Herpes Simplex fornisce ai laboratori il kit molecolare più completo disponibile sul mercato per la diagnosi dell'HSV, consentendo l'analisi di più campioni con un unico kit senza necessità di estrazione del DNA", ha dichiarato Michelle Tabb, Vice President of Research and Development di DiaSorin Molecular LLC. "L'ampliamento della nostra offerta di test è conferma della nostra capacità di soddisfare le crescenti esigenze di semplicità e flessibilità di cui necessitano oggi i laboratori di tutto il mondo".

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 40 anni l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell'immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo "Specialista della Diagnostica in Vitro".

Per ulteriori informazioni contattare:

Riccardo Fava

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director

Tel: +39.0161.487988

riccardo.fava@diasorin.it

Ines Di Terlizzi

Investor Relator

Tel: +39.0161.487567

ines.diterlizzi@diasorin.it