

## Comunicato Stampa

### DIASORIN LANCIA 3 NUOVI PRIMER PER L'UTILIZZO IN DIAGNOSTICA MOLECOLARE: *LEGIONELLA SPECIES*, *CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE* E *MYCOPLASMA PNEUMONIAE*

**21 Dicembre 2018 - Saluggia (VC)** - DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver lanciato tre nuovi primer utilizzati in ambito di diagnostica molecolare e rivolti allo sviluppo di test effettuati direttamente dai laboratori (Lab developed tests o LDT).

I primer, sviluppati da DiaSorin Molecular LLC a Cypress, in California, sono *Legionella species*, *Chlamydophila pneumoniae* e *Mycoplasma pneumoniae*, batteri che colpiscono l'apparato respiratorio.

La *Legionella*, è causa della "malattia del legionario", l'infezione più grave tra quelle provocate dai tre batteri sopra citati: circa una persona su dieci infettata dalla *Legionella*, muore a causa di complicazioni.

Il *M. pneumoniae* è causa della "polmonite atipica", patologia che può evolvere in polmonite, mentre i casi di infezione da *C. pneumoniae* negli Stati Uniti, aventi differenti livelli di gravità, si attestano a circa 300.000 l'anno

Le infezioni provocate da *C.pneumoniae* e *M. pneumoniae* si diffondono per contatto umano, mentre la *Legionella* attraverso la respirazione di particelle di acqua contaminata.

Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular LLC ha commentato: "I test molecolari che fanno uso di coppie di primer, come i nuovi ASR (Analyte Specific Reagents), possono essere utili nel rilevare questi batteri difficili da coltivare. Con un'offerta che si compone ad oggi, da più di 50 ASR, riteniamo che lo sviluppo e la produzione di questa tipologia di test resterà uno dei nostri driver di crescita."

#### **DiaSorin**

*DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 50 anni l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell'immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica in Vitro.*

**Per ulteriori informazioni contattare:**

#### **Riccardo Fava**

Investor Relations & Corporate Communication Senior Director

Tel: +39.0161.487988

[riccardo.fava@diasorin.it](mailto:riccardo.fava@diasorin.it)

#### **Ines Di Terlizzi**

Investor Relator

Tel: +39.0161.487567

[ines.diterlizzi@diasorin.it](mailto:ines.diterlizzi@diasorin.it)