

Comunicato Stampa

DIASORIN OTTIENE L'APPROVAZIONE DEI TEST PER L'EPATITE B E C, RETROVIRUS E SIFILIDE SU LIAISON XL IN CINA

24 Gennaio, 2014 - Saluggia (VC) - DiaSorin (FTSE Mid Cap:DIA) annuncia di aver ottenuto tutte le approvazioni necessarie alla commercializzazione dei test per l' **epatite B e C, retrovirus e sifilide** sulla propria piattaforma LIAISON XL nel mercato cinese.

Con l'aggiunta dei nuovi test a quelli già approvati, **DiaSorin** diventa la società con l'**offerta più ampia di malattie infettive** su una singola piattaforma **in Cina**.

I dati che riguardano questo mercato indicano un valore di circa \$ 160 milioni, con una crescita di circa il 20% all'anno relativamente alla tecnologia CLIA. In questo contesto, **DiaSorin mira ad espandersi nei laboratori di diagnostica** specializzati nei test per le **epatiti e HIV** e con lo scopo di consolidare il proprio posizionamento nel mercato cinese.

Chen Even, Senior Corporate VP Commercial Operations del Gruppo DiaSorin, ha commentato: *"Il mercato cinese è in rapida crescita e la domanda per i test di malattie infettive è particolarmente forte; con l'approvazione di questi nuovi test raggiungiamo un importante traguardo e rafforziamo la nostra presenza in un mercato che contribuirà sempre di più alla crescita del Gruppo."*

I nuovi test includono il pannello completo per l'epatite B, l'epatite C, l'HIV e il test per il Treponema.

- **HBsAg Quant** è un test per lo screening, la diagnosi e il monitoraggio dei pazienti affetti da **epatite B**: il test determina in maniera quantitativa l'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg).
- **Anti-HBs II** è un test per la determinazione quantitativa degli anticorpi diretti contro l'antigene di superficie dell'**epatite B** (anti-HBs).
- **Anti-HBc** è un test che determina in maniera qualitativa gli anticorpi totali contro l'antigene core del virus dell'**epatite B** (anti-HBc).
- **Anti-HBe**, è un test per la determinazione qualitativa degli anticorpi totali contro l'antigene "e" dell'**epatite B** (anti-HBe).
- **HBeAg**, è un test che determina in maniera quantitativa l'antigene "e" del virus dell'**epatite B** (HBeAg).
- **HCV Ab** è un test per lo screening e la diagnosi dell'**epatite C** e determina in maniera **qualitativa** gli anticorpi specifici contro il virus dell'**epatite C** (anti-HCV).
- **HIV Ab/Ag** è un test per lo screening e la diagnosi dell'**HIV**: il test è utile per la determinazione qualitativa combinata dell'antigene p24 e degli anticorpi specifici contro il virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) e di tipo 2 (HIV-2), **HIV Ab/Ag**.
- **Treponema** è un test per la diagnosi dell' infezione da **sifilide**: il test determina in maniera qualitativa gli anticorpi totali specifici diretti contro il **Treponema pallidum**.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER I PRODOTTI DIASORIN

Nome del saggio	test CLIA per epatiti, retrovirus e sifilide		
Diagnosi	Identificazione delle epatiti, retrovirus e sifilide		
Segmento	Immunodiagnostica	✓	Diagnostica Molecolare
Mercato potenziale	€ 160 mln in Cina		
Tecnologia	CLIA	✓	Estrazione
	ELISA		Amplificazione
	RIA		Determinazione HLA
Area clinica	Malattie Infettive	✓	Malattie Infettive
	Epatiti e Retrovirus	✓	
	Oncologia ed Endocrinologia		Onco-Ematologia
	Metabolismo Osseo		
	Marcatore Cardiaci		
	Infezioni gastro-intestinali su campioni di feci		

Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin, ha commentato: *“L’approvazione di questi test dimostra l’importanza della tecnologia CLIA anche nei mercati in forte espansione e conferma la validità della strategia del Gruppo nel convergere i propri sforzi di Ricerca e Sviluppo sui test e gli strumenti di questa tecnologia”.*

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE Mid Cap, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 40 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e, attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come lo “Specialista della Diagnostica in Vitro”.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:**Riccardo Fava**

External Relations Director - Head of IR and Media
Tel: +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Margherita Sacerdoti

Investor Relations Specialist
Tel: +39.0161.487456
margherita.sacerdoti@diasorin.it