



DIA Sorin FORNIRÀ AL REGNO UNITO IL TEST SIEROLOGICO LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG PER IL COMPLETAMENTO DI UNO SCREENING DELLA POPOLAZIONE SU SCALA NAZIONALE

Saluggia, 9 luglio 2020 - DiaSorin S.p.A. (FTSE MIB: DIA) annuncia che il suo test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG è stato selezionato dalla NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, per supportare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l'impatto e la diffusione del virus nella popolazione inglese.

Il test, marcato CE il 17 aprile 2020, ha ricevuto il 25 aprile 2020, come terzo negli Stati Uniti, l'autorizzazione all'utilizzo per uso di emergenza (EUA) dalla Food and Drug Administration americana. Successivamente, il 18 maggio 2020, è stato il primo a ricevere l'autorizzazione all'utilizzo nel territorio canadese da Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della politica sanitaria federale. Il 25 maggio 2020 il test ha poi ottenuto l'autorizzazione alla commercializzazione in Brasile da ANVISA, l'agenzia di regolamentazione sanitaria brasiliana.

Il Regno Unito è il quarto paese ad aver scelto il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG per condurre uno studio epidemiologico nazionale, riconoscendone l'eccellente qualità.

Fernando Davico, Corporate Vice President Sales EMEA, APAC & LATAM di DiaSorin ha commentato: *“Il nostro test supporterà la diagnosi del COVID-19 e aiuterà a valutare lo stato immunologico dei pazienti infettati, fornendo uno strumento diagnostico concreto per studiare la risposta immunitaria al virus e comprendere quanto il virus si sia diffuso tra la popolazione inglese”*.

Il test si basa sulla tecnologia CLIA per la determinazione quantitativa e qualitativa degli anticorpi IgG contro le proteine SARS-CoV-2 S1 e S2 nei campioni di siero o plasma umano e identifica la presenza di anticorpi in pazienti infettati da SARS-CoV-2.

Il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG è attualmente disponibile su oltre 5.000 analizzatori LIAISON® XL installati in tutto il mondo, ciascuno dei quali è in grado di processare fino a 170 campioni di pazienti all'ora e fornire i primi risultati in soli 35 minuti, consentendo di aumentare la produttività per mitigare l'impatto di questo virus.

“La scelta del governo inglese si aggiunge a quelle effettuate anche da altri governi” ha commentato Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin. *“Sono orgoglioso del fatto che l’NHS intraprenderà uno studio così rilevante per la popolazione del Regno Unito con il nostro test sierologico, apprezzando la nostra capacità di lanciare test innovativi e di qualità”*.

Per ulteriori informazioni contattare:

Riccardo Fava
Corporate Vice President Communication & Investor Relations
Tel. +39.0161.487988
riccardo.fava@diasorin.it

Emanuela Salvini
Investor Relator
Tel. +39.0161.487567
emanuela.salvini@diasorin.it

DiaSorin

DiaSorin, società multinazionale italiana quotata nell'indice FTSE MIB, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Da oltre 50 anni, la Società sviluppa, produce e commercializza kit di reagenti utilizzati dai laboratori diagnostici di tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca. L'ampia offerta di test diagnostici, resa disponibile attraverso continui investimenti nella ricerca, posiziona DiaSorin come il player con la più ampia gamma di test specialistici disponibili nel mercato diagnostico e identifica il Gruppo come lo "Specialista della Diagnostica".

Maggiori informazioni su www.diasoringroup.com